

MEMOREST H 22

Materasso terapeutico, ortopedico, multistrato, a doppio sostegno con struttura portante in puro Air Cell® ad alta resilienza h 15 cm e lastra in memoria di forma da 4 cm.



CON FODERA BASIC 3D REST H 22

DISPONIBILE CON SFODERABILITÀ:

- ▶ **Basic 3D Rest** - Cod. fodera 55
- ▶ **Green first** - Cod. fodera 54

Consigliato a chi desidera un supporto sostenuto, ma confortevole grazie al Memoria di forma. Ottimale rapporto qualità/prezzo

LINEA TECNICI




DISPONIBILE CON FODERA GREEN FIRST

Prodotta con un tessuto in poliestere sottoposto all'innovativo trattamento **Green First**, questo processo garantisce qualità anti-batteriche, anti acaro, anti micotiche e antistatiche permanenti ai lavaggi. **Green First** è un trattamento 100% naturale a base di **geraniolo**, un olio essenziale ricavato dai fiori e dalle foglie di geranio, contenuto in microcapsule presenti a migliaia nelle fibre del tessuto; con i

normali movimenti che effettuiamo durante il sonno, le microcapsule si aprono rilasciando l'essenza contenuta, ottenendo un effetto auto-igienizzante del materasso, impedendo per molti anni la proliferazione di agenti allergizzanti, oltre a tenere lontani acari e cimici. L'imbottitura è in fibre anallergiche. Sfoderabile a 360°

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI SFODERABILITÀ

H 22 Cod. 55 – Basic 3D Rest (vedi pag. 148)
Creata per unire la semplicità con l'alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

 Tutte le fodere Flexilan sono lavabili in lavatrici professionali con lavaggio delicato–ciclo lana

H 22 Cod. 54 – Green First
Creata per combattere fenomeni allergizzanti: grazie all'imbottitura in fibre anallergiche e al trattamento permanente 100% naturale Green First (a base di geraniolo) tiene lontani acari e cimici; impedisce per anni la proliferazione di agenti allergizzanti con la sua funzione antibatterica e antimicotica.




Lato in Memoria di forma più avvolgente



Lato in Air Cell® più sostenuto



MEMOREST



Composizione pannelli cover fissa standard

- 1 Rivestimento
Tessuto elasticizzato in Viscosa e poliestere Losangatura a tutto campo
- 2 Imbottitura: Puro Lino certificato Master of Linen e falda anallergica di supporto
- 3 Telina contenitiva

Anima interna

- 4 Foderina anima in cotone elasticizzato
- 5 Lastra in Memoria di forma h 4 ad alta densità
- 6 Lastra in 100% Air-Cell ad alta densità H 15

Fascia perimetrale imbottita

- 7 Maniglie rinforzate
- 8 Areatore continuo in Air-Mesh 3D per favorire la traspirazione
- 9 Nastri etichetta perimetrali

