

INDEPENDENT X STRONG H26

ORTOPEDICO ERGONOMICO
RINFORZATO



Materasso con **box maggiorato** lungo il perimetro e rinforzato per garantire un maggiore supporto, con molleggio a molle insacchettate, 7 zone di portanza differenziata. Il comfort è comunque garantito dai pannelli superimbottiti.

Consigliato a chi desidera un sostegno elevato ma distribuito, al fine di avere una corretta postura del corpo senza eccessive pressioni nei punti di appoggio.

LINEA MOLLE INSACCHETTATE



Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di sostegno differenziato, filo Ø 1,8 mm e Ø 2 mm in acciaio - Numero 800 molle (versione matrim.)



Il tessuto naturale in 100% raso di viscosa offre un'elevata traspirabilità. Le imbottiture di pregio garantiscono la freschezza del Puro lino durante l'estate e il tepore della pura lana Merinos durante l'inverno. L'ulteriore sostegno in Air Cell® ad alta densità dona un comfort impareggiabile.



L'aeratore perimetrale in Air-Mesh 3D fa "respirare" il materasso e favorisce la dispersione dell'umidità, creando un microclima ideale per il sonno.



IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE




BOX RINFORZATO:

TAMPONI MAGGIORATI AD ALTA PORTANZA, DENSITÀ 40 KG M³
LASTRE SUPERIORE E INFERIORE RINFORZATE, AD ALTA PORTANZA H 2,5
DENSITÀ 40 KG M³



UTILIZZARE RETI A DOGHE

INDEPENDENT X STRONG H26



Composizione pannelli


- 1 Rivestimento: tessuto 100% in raso di Viscosa con losangatura Tuck & Jump
- 2 Imbottitura:
Lato invernale: Pura lana Merinos e falda anallergica di supporto
Lato estivo: Puro Lino certificato Master of Linen e falda anallergica di supporto
- 3 Sostegno in Air Cell 100% indeformabile super elastico H 2
- 4 Telina contenitiva

Elementi Box Spring

- 5 Lastra in poliuretano espanso ad alta densità e portanza (40kg m³ H 2,50)
- 6 Isolante agugliato per rinforzo
- 7 Sostegno perimetrale Box-Spring maggiorato ad alta densità 40 kg m³
- 8 Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di portanza differenziata, filo da 1,8 mm e 2,00 mm in acciaio n° 800 molle (vers. matrim.)

Fascia perimetrale imbottita

- 9 Maniglie rinforzate
- 10 Areatore continuo in Air-Mesh 3D per favorire la traspirazione
- 11 Nastri etichetta perimetrali



N.B. Questo materasso **NON VA IMMAGAZZINATO IN POSIZIONE VERTICALE** per evitare il possibile effetto "fisarmonica" **E NON VA PIEGATO** - Se ne sconsiglia l'uso su supporti con movimento A.T.P.