

MICRO LINPHA UNICO H26

UNI-VERSO CON PILLOW TOP

Materasso ergonomico ortopedico realizzato con l'innovativo sistema Uni-Verso, offre un elevato comfort dovuto all'unione del micromolle insacchettate con l'elevato sostegno ergonomico e la traspirabilità del Limpha



VERSIONE STANDARD NON SFODERABILE H26

Per ottimizzare ulteriormente il comfort, questo materasso utilizza la tecnica del Pillow top con imbottiture maggiorate in puro Air-Cell, il tessuto è in fibra Tencel, naturale, anallergica e ecologica

LINEA MOLLE INSACCHETTATE

TESSUTO IN FIBRA TENCEL

Tencel è una nuova fibra naturale, si ottiene dalla cellulosa estratta dalla polpa dell'albero di eucalipto, le sue caratteristiche principali sono:

- Eccezionale morbidezza
- Alta traspirabilità
- Elevato assorbimento dell'umidità corporea
- Anallergica
- Ecologica



CHE COSA È IL PILLOW TOP

consiste in un'ulteriore "materassino" fissato con il nuovo sistema a soffietto, al fine di garantire un supporto più indipendente e uniforme, non essendo ancorato alla fascia laterale del materasso ne ottimizza il comfort della dormita

Il soffietto d'ancoraggio è realizzato in Air-Mesh 3D, tessuto tridimensionale traspirante, ha quindi anche la funzione di aeratore continuo su tutto il perimetro del materasso, garantendo un'ottimale ricircolo d'aria



CHE COSA È SISTEMA UNI-VERSO

Uni-Verso è l'innovativo sistema utilizzato da Flexilan che elimina il problema di dover girare il materasso grazie al fatto che il suo utilizzo è da un unico lato.

Micro Linpha Unico, dotato del nuovissimo Pillow Top di ultima generazione, offre con soli 24cm di spessore un comfort caratteristico di prodotti decisamente più alti, permettendo così una perfetta collocazione in qualsiasi tipo di letto.


Grazie ad un supporto rigido sul lato inferiore e a molleggi di altissima qualità, risulta altamente ergonomico, elastico e molto resistente nel tempo.



	H	80X190 195/200	85X190 195/200	90X190 195/200	120X190 195/200	140X190 195/200	160X190 195/200	165X190 195/200	170X190 195/200	180X190 195/200	FUORI M. AL CM²
Uni-Verso	26	490	520	550	735	858	980	1.010	1.040	1.103	0,0371

* Esempio fuori misura modello base cm 110x200 = 22.000x0,0371 = Totale euro 816,20. I modelli inferiori a cm 80x190 saranno calcolati prezzo misura 80x190 + 15%.

N.B. Questo materasso **NON VA IMMAGAZZINATO IN POSIZIONE VERTICALE** per evitare il possibile effetto "fisarmonica" **E NON VA PIEGATO** - Se ne sconsiglia l'uso su supporti con movimento A.T.P.




IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE



Sistema di ancoraggio delle micromolle


Per garantire la robustezza dei materassi con micromolle insacchettate, Flexilan utilizza la tecnica di ancoraggio dei molleggi ai tamponi laterali del box, consistente nel rivestire con una robusta tela in TNT gli stessi tamponi, ai quali speciali macchinari ancorano poi il molleggio tramite appositi anellini in acciaio. Questa operazione blocca e compatta la struttura del materasso, lasciando il molleggio "libero" di lavorare, esaltando così l'ergonomicità della dormita.



UTILIZZARE RETI A DOGHE



MICRO LINPHA UNICO H 26



Composizione pannelli

- 1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato con fibra Tencel con losangatura Tuck & Jump
- 2 Imbottitura: Fibra cava anallergica termoregolabile
- 3 Doppio supporto in Air-Cell 100% indeformabile e superelastico
- 4 Telina contenitiva
- 5 Soffietto d'ancoraggio traspirante in Air-Mesh 3D
- 6 Tappo in vellutino velcrabile

Elementi Box Spring

- 7 Lastra in pura Lympha foam ad alta densità a 7 zone di portanza differenziate H cm 6
- 8 Sostegno perimetrale Box-Spring
- 9 Molleggio a Micromolle insacchettate indipendenti a 7 zone di portanza differenziata, filo da 1,1 mm e 1,2 mm in acciaio n° 1600 molle (vers. Matrim)
- 10 Pannello rigido per sostegno molleggio

Fascia perimetrale in Microfibra imbottita

- 11 Maniglie rinforzate
- 12 Areatore continuo in Air-Mesh 3D per favorire la traspirazione
- 13 Nastri etichetta perimetrali

